

用户须知

NI 软件激活指南


NI 软件需激活后才能开放所有功能。您可随时访问 ni.com/activate 进行在线激活。

1 找到序列号

序列号是用于识别 NI 软件的唯一号码。序列号位于软件包的 *所有权证书* 上。如软件包中未包括 *所有权证书*，请在产品装箱单或发货标签上查找序列号。

如果您已使用该序列号安装了软件的前期版本，则在应用程序中选择 **帮助** » **关于** 菜单项可找到序列号；也可在 NI 许可证管理器（**开始** » **程序** »

National Instruments » **NI 许可证管理器**）中选中您所使用的产品，从而找到产品的序列号。您还可联系您所在地的 National Instruments 办事处以获得相关信息。请登录 ni.com/niglobal 获取全球各办事处的联系方式。



2 安装软件

如果您已安装需要激活的软件，则无须重装。详细信息请参阅后文 [安装和激活升级软件](#)。

3 打开 NI 激活向导

如果是第一次安装 NI 软件，安装程序将自动打开 NI 激活向导。否则请启动软件并选择激活。

或者

如果没有出现提示窗，请执行以下步骤：

- 选择 **开始** » **程序** » **National Instruments** » **NI 许可证管理器**，运行 NI 许可证管理器。
- 点击工具栏中的 **激活** 按钮。NI 激活向导将指示您完成激活过程。

4 保存激活代码以备后用（可选）

您可以在任何时候重新激活软件。激活向导将提示您选择是否需要电子邮件确认激活代码。如需应用激活代码，请打开激活向导，选择应用 20 位字符的激活代码。如果在同一台计算机上重新安装软件，以前的激活代码可重复使用。

关于激活的详细信息，请查询产品说明书，或登录 ni.com/activate。

National Instruments 激活机制能使软件评估更高效，并可启用附加的软件功能及支持大型企业进行许可证管理。关于 National Instruments 软件许可证的详细信息，请登录 ni.com/activate，查询常见问题、资源共享和技术支持栏目。

术语

序列号	指用于识别所购软件唯一性的字母数字字符串，印在软件包的 <i>所有权证书</i> ，产品装箱单或发货标签上。
计算机 ID	指用于识别计算机唯一性的 16 位字符 ID，在激活过程中生成。打开 NI 许可证管理器，单击 显示计算机信息 按钮，即可获取您的计算机 ID。
激活代码	指基于序列号和计算机 ID 而生成的 20 位字符代码，用于激活 NI 软件使之可在计算机上运行。完成本激活过程即可获取激活代码并使其生效。

安装和激活升级软件

如需升级软件或将软件包安装至其它计算机，一般不必另行安装附加软件。



注 如果您希望激活另一个 LabWindows™/CVI™ 软件包，则可能需要卸载已有的软件以安装其它软件包。如需更多信息，请查阅 LabWindows/CVI 文档。

升级试用版至付费版

如将软件从试用版升级至付费版，则无须重装软件。安装程序时按照提示操作或通过 NI 许可证管理器均可将软件激活。

付费版本间的迁移

如果您希望使用另一种产品软件包，例如升级“LabVIEW 基础软件包”至“LabVIEW 专业版开发系统”，则不必安装附加软件即可激活新的软件包。请使用 NI 许可证管理器进行软件激活。

激活附加软件包

如果您购买了附加软件，如“LabVIEW 应用程序生成器”或“远程面板”，一般不必为激活该软件而额外安装软件。请使用 NI 许可证管理器进行软件激活。如果该软件未在 NI 许可证管理器中列出，则必须安装该软件。

关于如何使用 NI 许可证管理器进行软件激活，请打开 NI 许可证管理器的**帮助 » 内容**，参阅 *NI 许可证管理器帮助*。

激活后将软件安装至其它计算机

将软件安装至另一台计算机，只需在另一台计算机中安装并激活该软件。您无需联系或通知 NI 即可将软件从一台计算机迁移到另一台计算机。由于激活代码唯一对应于一台计算机，您需要一个新的激活代码。按照上述步骤可获取新的激活代码并再次激活软件。

批量许可证

National Instruments 通过 NI 批量许可证项目提供批量许可证。NI 批量许可证项目可简化软件许可证的管理和维护工作。您可使用 NI 批量许可证管理器或 Macrovision FLEXnet 许可证服务器跟踪您的 NI 许可证而不必重复激活多个相同的 NI 软件。如需更多信息，请查询 ni.com/vlp。

激活方法

您可通过 NI 激活向导，选择不同的激活方法，包括自动激活、在 ni.com/activate 上网络激活、电子邮件、传真，以及与自动应答系统交互而实现的电话激活。激活可在任意时刻进行。

用于家庭计算机

NI 软件也可在家庭中使用。如需在家中使用本软件，请将其安装于您的家用计算机并通过原始序列号及家用计算机 ID 将软件激活。详细信息请查阅 NI 许可证管理器帮助文件或安装程序中的软件终端用户协议，也可登录 ni.com/legal/license 在线查阅相关信息。

保密条款

激活产品通常只需一次完成即可生效。只有当软件安装至另一台计算机、计算机 ID 改变或升级 NI 软件时，才需要重新激活。National Instruments 充分尊重您的隐私权。关于 National Instruments 激活过程保密条款，请查询 ni.com/activate/privacy。

National Instruments、NI、ni.com 和 LabVIEW 为 National Instruments Corporation 的商标。有关 National Instruments 商标的详细信息见 ni.com/legal 上的 *Terms of Use* 部分。此处提及的其它产品和公司名称为其各自公司的商标或商业名称。关于 National Instruments 产品的专利权，见软件中**帮助** > **专利信息**，CD 中 patents.txt 文档，或登录 ni.com/patents。