

ユーザの方へ


ナショナルインスツルメンツのソフトウェアをアクティブ化する手順について

ナショナルインスツルメンツのソフトウェアのすべての機能にアクセスするためには、アクティブ化が必要です。ソフトウェアのアクティブ化は、24 時間いつでも簡単に行うことができます。

1 ソフトウェアをインストールします。

2 シリアル番号を確認します。

シリアル番号は、ご購入いただいた NI ソフトウェアを一意に識別します。シリアル番号は、ソフトウェアキットに含まれている『Certificate of Ownership』に記載されています。NI Developer Suite または Academic Software Solutions を購入している場合は、最初の購入時に取得したシリアル番号を使用してください。



3 ライセンスアクティブ化ウィザードを起動します。

ソフトウェアを起動し、確認のメッセージが表示されたらアクティブ化を選択します。

または

確認のメッセージが表示されなかった場合は、以下の手順を実行してください。

- スタート→プログラム→ **National Instruments** → **NI License Manager** を選択して、NI License Manager を起動します。
- ツールバーにある**アクティブ化**ボタンをクリックします。

ウィザードを使用すると、アクティブ化を簡単に行うことができます。



メモ DIAdem ユーザの方は、DIAdem CLIP、DIAdem INSIGHT、または DIAdem Crash Analysis Tool などの DIAdem のアドオンをアクティブ化するには、**? → Activate License** を選択してください。他のすべての DIAdem ライセンスの他に、アドオンを個別にアクティブ化する必要があります。

4 アクティブ化コードを後で使用するために保存します（オプション）。

このソフトウェアをいつでも他のコンピュータに移動したり、再アクティブ化をすることができます。このソフトウェアを同じコンピュータに再インストールする必

要がある場合、アクティブ化ウィザードでアクティブ化コードの確認メッセージを受信するオプションを使用することができます。このアクティブ化コードを今後適用するには、アクティブ化ウィザードを起動して 20 文字のアクティブ化コードを適用します。

アクティブ化の詳細については、製品マニュアルまたは ni.com/activate (英語) を参照してください。

ナショナルインスツルメンツは、ソフトウェアに対するサポートの向上、ソフトウェアの追加機能の有効化、および企業におけるライセンス管理のサポートのためにアクティブ化を利用しています。ナショナルインスツルメンツのソフトウェアライセンスの詳細については、ni.com/activate (英語) のページでよくある質問、リソース、技術サポートに関する情報を確認してください。

用語

| | |
|-------------------------|---|
| シリアル番号 | ソフトウェアキットの『Certificate of Ownership』に記載されている、ご購入いただいたソフトウェアを一意に識別する英数字の文字列です。ハードウェア製品のシリアル番号は、製品の箱またはデバイスに記載されています。 |
| コンピュータ ID またはデバイス ID | 16 文字の ID はアクティブ化のプロセス中に生成され、使用しているコンピュータまたは NI ハードウェアを一意に識別します。 |
| アクティブ化コード | 20 文字のコードを使用すると、NI ソフトウェアを使用しているコンピュータで実行できるようになります。アクティブ化のプロセスを完了すると、アクティブ化コードの生成およびインストールが可能になります。 |

アクティブ化した後にソフトウェアを移動する

ソフトウェアを他のコンピュータに移動するには、移動先のコンピュータにソフトウェアをインストールして、再アクティブ化します。ソフトウェアを一台のコンピュータから他のコンピュータへ転送することが許可されています。

Volume License Program

ナショナルインスツルメンツは、NI Volume License Program を通じて Volume License を提供しています。NI Volume License Program を使用すると、ソフトウェアライセンスの管理および維持が簡単になります。詳細については、ni.com/vlp (英語) を参照してください。

オンラインのアクティブ化

アクティブ化は、ni.com/activate (英語) で 24 時間いつでも行うことができます。インターネットに接続されていない、または電子メールを送信できないコンピュータ上でも NI ソフトウェアを実行することができます。この場合には、インターネットに接続されている他のコンピュータからアクティブ化コードを取得します。

自宅で使用する

ナショナルインスツルメンツは、このソフトウェアを自宅で使用することを許可しています。詳細については、NI License Manager のヘルプファイル、またはインストーラまたは ni.com/legal/license にあるソフトウェアエンドユーザ用の使用許諾契約書を参照してください。

プライバシー規定

ナショナルインスツルメンツは、お客様のプライバシーを尊重します。ナショナルインスツルメンツのアクティブ化情報プライバシー規定の詳細については、ni.com/activate/privacy（英語）を参照してください。

DIAdem™, DIAdem CLIP™, DIAdem INSIGHT™, National Instruments™, NI™, ni.com™,
NI Developer Suite™ は、National Instruments Corporation の商標です。本書に掲載されている製品お
よび会社名は該当各社の商標または商号です。National Instruments 製品を保護する特許については、ソフ
トウェアに含まれている特許情報（ヘルプ→特許情報）、CD に含まれている patents.txt ファイル、また
は ni.com/patents のうち、該当するリソースから参照してください。

© 2003–2004 National Instruments Corp. All rights reserved. Printed in Ireland.



371280A-0112

Jul04