

美国国家仪器专业认证计划—续证计划

续证(Recertification)计划对于专业人士和他们的雇主都是十分重要的。它代表着认证持有者掌握着最新产品的相关知识和技能,并能持续在科技领域中维持其产品专家的形象。

要持续地拥有专业认证,持有人必须参加更高一阶的考试或是在有效期限前成功地通过续证考试(Recertification Exam),就能延续该专业认证的有效期限。

续证考试(Recertification Exam)内容并不同于正规认证考试。证书持有者不需要再次参加该等级之认证考试,只需要参加一个续证考试,通过测验后即可延续该认证的有效期。

认证持有者有义务维持自身专业认证的有效期,认证证书到期时NI不会另行通知。认证证书自颁布之日起在两年内有效,有效日期在认证证书及其附信件上均有注明。持有者亦可联系 NI 主动要求再认证,邮箱:Training.China@ni.com

以下部分将详细介绍的续证计划,目前只适用于 LabVIEW 基础认证(CLAD)与 LabVIEW 程序员(CLD)的专业认证范围。

A. 续证计划:

- ◇ 有效期限:一旦通过认证考试,认证证书立即开始生效。自认证之日起,有效期为两年。
- ◇ 暂时失效(期满后一年内):如果认证持有者在证书期满前没有通过续证考试,则证书将暂时失效。
 - ✓ 一旦认证证书有效期暂停,证书持有人的姓名将被从NI网页上的专业认证人员名单上移除。
 - ✓ 在暂停之日起一年内,证书持有人只要通过续证考试,证书的暂停状态立即被解除并恢复为有效状态。
- ◇ 永久失效:若是暂时失效状态超过一年,则证书持有人原先持有之证书将永久失效。认证个人必须重新参加该项认证考试(从基础认证开始),方能重新获得该项认证资格。

B. 续证考试事宜:

- ◇ CLAD与CLD续证考试时间为一小时,选择题题型,闭卷考试。
- ◇ 参加续证考试次数不限。
- ◇ 登陆www.ni.com或者www.ni.com/china NI中国官方网站,主选单【培训与认证】,进入【NI专业认证考试】,然后点选相关认证的【认证考试申请流程】,进入了解考试时间安排。
- ◇ 注意事项:报名续证考试时需要有授权码,可发送邮件至Training.China@ni.com索取。